

# ZKF-1自动卡尔费休水份测定仪

[详细信息...](#)

货号:	117163	品牌:	电询
单位:	台	重量:	
属性:			
详细资料:	<p>ZKF-1全自动卡尔费休水份测定仪测定原理：卡尔费休容量法水份测定 测定精度高,操作简便,有双铂电极极化电压判断并显示反应终点,终止滴定,全封闭系统,避免环境水份的渗入,按有关功能键。</p> <p>ZKF-1全自动卡尔费休水份测定仪可实现：吸入试剂,溶剂吸入,废液排出,排除系统内空气,测定、终点显示(报警),搅拌及无级调速。</p> <p>采用专利试剂瓶接头(专利号:289219) 采用标准吡啶或无吡啶试剂 采用高亮度数码管,清晰显示一旦操作有误,可立即中断,并重新操作,保护环境和健康 采用全封闭设计的管路系统,避免有毒气体外逸,仪器运行平稳,无噪音</p> <p>ZKF-1全自动卡尔费休水份测定仪应用对象: 药物: 抗生素、化学合成药物及中间体、药物制剂 有机化工: 碳氢化合物、醇、脂、醛、有机酸 无机化工: 盐、酸、碱 石油化工: 原油、汽油、机油、润滑油 化肥: 尿素、硝酸铵 农药: 农药、农药乳化剂 染料: 光亮剂、染料、染料中间体 食品饮料: 米、面粉、奶粉、啤酒 表面活性剂: 洗衣粉、洗涤剂、织物柔软剂 化妆品: 洗面奶、护肤霜、发乳、手油、牙膏</p> <p>ZKF-1全自动卡尔费休水份测定仪技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●测量范围: 0.001%-100%(水质量分数)</li><li>●分辨率: 0.01ml</li><li>●水份滴定重复性: <math>\leq 0.01</math></li><li>●水份滴定的线性相关系数: <math>\geq 0.998</math></li><li>●容量误差 <math>\leq \pm 0.004</math></li></ul>		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话: 021-61552601/61552602/61552603地址: 上海市共和新路435号  
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail: sales@ba17.com邮编: 200070

[更多相关资料请点击访问...](#)