


PerkinElmer 液质联用仪

[详细信息...](#)

液相色谱仪，PE液质连用			
货号:	1795341	品牌:	珀金埃尔默
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>来自PerkinElmer的FlexarSQ300MS，提供最先进的技术帮助您完成验证、定量并简化您的工作。在高灵敏度下的良好重现性允许您精确定量。ESI+模式下，400 μ l/min流速，1pg的利血平连续进6针。这里显示了在SIM609.2@0.6FWHM下信噪比为325:1。</p> <p>FlexarSQ300MS™作为最广泛化合物分析的理想选择，这个尖端的单四极质谱检测器给液相色谱应用带来卓越的质谱信息。SQ300MS属于PerkinElmer备受称赞的Flexar™LC产品线的一部分，其突出的特点包括具有革命性意义的可更换的离子源探头和独一无二的多级离子通道技术为您提供最佳的灵敏度。其坚固、稳定的设计使您可以长期高效和可靠地应对最具挑战的工作。化学合成中纷争的最终解决者；同时对于另一些人而言，它还是解决对任何特定样品的更多定量需求所不可或缺的助手。然而，对于每一种情况、每一种应用、每一个实验室，FlexarSQ300MS都是您精确获得所需信息的最简单途径。与前端FlexarLC平台的灵活性和强大功能相结合，创造出理想的分析系统</p> <p>专利技术可提供高质量的质谱谱图和富含更多信息的数据 更清洁的离子源，更优异的灵敏度 优异的前端色谱分离能力 灵活、模块式的单元能满足您任何LC/MS分析需求 最广泛的操作压力范围选择可满足您对分析通量的需求 专利的离子源适合不同化学物质及应用 可更换的咬合嵌入式探头最小化交叉污染 无需破坏真空就可拆卸离子源模块，为您提供无比的效率 可拆卸的毛细管锥孔简化清洁、增加正常运行时间 CID技术为详细的结构信息分析提供了更为重现和确定的分析能力 多级离子通道提供了优异的离子传输能力 采集模式的多样性为您优化数据质量提供了更加适宜和全面的信息</p>		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)