

高效液相色谱仪P1201

[详细信息...](#)

液相色谱仪，高效			
货号：	24134348	品牌：	大连依利特
单位：		重量：	
属性：			
详细资料：	<p>P1201主要功能</p> <ul style="list-style-type: none">●计算机实时控制及状态反馈功能 通过新型的EC2006色谱数据处理工作站可以实现数据的双向传输，不仅可以通过工作站实时控制仪器，而且工作站还可以实时反馈、显示仪器各种状态信息。●精确的流量补偿校正功能 不同的有机溶剂由于压缩系数的不同，在高压条件下，其流量与设定流量会有差异，通过流量补偿校正功能，可以精确控制流量，满足不同用户的需要。●泵头在线清洗功能 定期清洗泵头，对于使用含有无机盐的流动相的高压恒流泵来说，是十分必要的，可以有效减少泵漏液的机率。P1201高压恒流泵所具有的泵头在线清洗功能让这种操作不再麻烦，只需按键，就可自动执行泵头清洗工作。●自动光谱扫描功能 可帮助用户确定所测样品的最佳测定波长。●波长时间程序设定功能 在同时分析多种化合物时，因为各种化合物的最佳检测波长不一定一致，若选择一特定波长检测，会损失部分样品的检测灵敏度。而使用波长时间程序，使不同的样品在其最佳检测波长处检测，可以有效提高各种化合物的检测灵敏度。●全新的设计，时尚的外形 采用VFD高亮度真空荧光显示，美国高性能材料制成的仪器面板通过模具制造，不仅外形更加美观，而且耐各种溶剂的腐蚀让您的实验无后顾之忧。人性化的结构及按键设计，操作更加便利。 <p>EC2006色谱数据处理工作站</p> <p>EC2006色谱数据处理软件是基于Windows98/2000/XP操作平台下的32位完全独立的应用程序，采用了最新的软件设计技术（O-O技术），可对仪器进行全面控制及状态实时反馈，其功能更加强大。EC2006色谱数据处理软件全新的界面设计美观简洁，易学易用。集多位色谱专家与众多客户的实际应用经验，使之较其他色谱工作站软件功能更齐全，性能更稳定，操作更方便。</p> <p>软件可实现的功能：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 仪器控制, 包括对单泵、高压梯度、低压梯度、阀、柱温箱、检测器等仪器各项参数的控制。 <p>①检测器控制：设定波长、响应时间、AU范围、开/关灯控制、自动回零、进样标记、波长时间程序等。</p>		

- ②泵控制：设定最大/最小限压、流量、开关泵等。
- 2. 状态反馈，能实时反馈泵(流量、压力等)和检测器(波长，灯开/关、运行时间、开启次数、能量等)的状态。
- 3. 光谱扫描
- 4. 基线监测，在数据采集之前进行基线监测，待系统稳定之后再进行数据采集。
- 5. 序列分析
- 6. 定量计算
- 7. 打印报告
- 8. 系统自检, 能自动检测出系统所连接的仪器
- 9. 分析自动化，连接自动进样器

	货号	系统配置	价格
	24134348-0	等度系统	0.00
	24134348-1	梯度系统	0.00

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)