

# Agilent1120安捷伦液相色谱仪

[详细信息...](#)

Agilent经典型号, 适高校科研院所			
货号:	4105045	品牌:	安捷伦
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>Agilent1120安捷伦液相色谱仪详细介绍</p> <p>可选5种配置系统, 工厂测试, 开箱即用 和各种检测器兼容: 示差折光检测器 (RID), 荧光检测器 (FLD), 蒸发光散色检测器 (ELSD) 易于使用的EZChromEliteCompact软件, 提供英中日界面 LMD软件在故障发生前就可以实时通报 新的最佳性能色谱柱提供可靠重现的结果 附加服务: -Complianceservices -InstallationandFamiliarization -BasicLCtraining -Preventivemaintenance -Repairservices</p> <p>1120液相色谱仪有五种集成的一体化配置可供选择: 1. 等度泵手动进样VWD 2. 梯度泵手动进样VWD 3. 梯度泵手动进样柱温箱VWD 4. 梯度泵ALS柱温箱VWD 5. 等度泵ALS柱温箱VWD * 其中包括了硬件、软件、色谱柱和LMD</p> <p>Agilent1120安捷伦液相色谱仪技术参数</p> <p>泵: •流速精度: <math>\leq 0.07\%RSD</math> •流速范围: 0.001-10.0ml/min, 以0.001ml/min的增量</p> <p>自动进样器: •进样量范围: 0.1-100ul, 以0.1ul的增量 •进样精度: <math>\leq 0.25\%RSD</math> (5-100ul), <math>\leq 1\%RSD</math> (1-5ul) •样品容量: 100个2ml样品瓶; 或者2个半托盘, 每个40个2ml样品瓶或15个6ml样品瓶</p> <p>柱温箱:</p>		

- 温控范围：室温上10℃到60℃
  - 温控稳定性：±0.15℃
- VWD:
- 噪音：±0.75×10<sup>-5</sup>AU
  - 波长范围：190-600nm



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号  
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)