

AS230自动进样器

[详细信息...](#)

AS230自动进样器			
货号:	8115329	品牌:	大连依利特
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>AS230AS230自动进样器详细介绍</p> <p>一段由程序设定体积的样品由进样针注入系统，在注射器和进样针之间安装着转移毛细管，此部分可以在进样之前盛装量好的样品。这样就可以使样品不至于进到注射器中，从而避免污染。为了把一定量体积的样品送入进样系统中，进样针放下针头，插入进样口内，然后在注射器的推进下将样品注入定量环中，由程序设定的一段流动相被吸入到注射器中，这样可以保证样品能够完全被送入定量环中，由于这段流动相的作用，样品会毫无损失的进入样品环。这段流动相停留在进样口和进样环之间的毛细管中，为了避免样品和洗脱液混合，由程序设置的一段空气会使两部分分开。</p> <p>AS230AS230自动进样器技术参数</p> <p>进样:</p> <p>步进电机驱动注射器在X, Y, Z方向运行操作</p> <p>控制:</p> <p>微处理器</p> <p>通信:</p>		

RS232串口和系统控制接口（遥控），5个集成化REED继电器，进样标记或者外部组件遥控

定量环：

可更换的定量环，标准体积：100 μ L（可选择，最大为5000 μ L）

样品投加：

线性步进电机驱动500 μ L玻璃注射器推进样品，（分辨率：17步/1 μ L体积）

材料：

不锈钢（也可选用PEEK材料）

重现性：

固定体积进样模式100 μ L误差小于0.5%

可变体积进样模式10 μ L误差小于1%

记忆效应：

小于0.01%（取决于选定的清洗程序）

清洗程序：

可程序化的清洗流程和清洗体积

分析时间:

可以以1分钟、0.2分钟、秒为最小单位, 最多可达到9999倍最小单位的时间

样品架:

标准配置为两个可容纳60个1.5mL样品瓶的支架, 也可采用其他支架。

电源:

AV110/220V, 50/60Hz

尺寸:

300mm×415mm×445mm

	货号	型号	价格
	8115329-0	基本型	0.00
	8115329-1	可变体积型	0.00
	8115329-2	制备基本型	0.00
	8115329-3	制备可变基本型	0.00

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话: 021-61552601/61552602/61552603地址: 上海市共和新路435号
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail: sales@ba17.com邮编: 200070

[更多相关资料请点击访问...](#)