

Xevo TQ沃特世质谱仪

[详细信息...](#)

世界最好液质，美国进口			
货号:	18165663	品牌:	沃特世
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>XevoTQ沃特世质谱仪:</p> <p>XevoTQ的另一特色是使用ScanWave™碰撞室技术，从而可提供增强的LC/MS/MS光谱数据采集能力。与普通的四极杆串联质谱仪不同，XevoTQ-S不但可提供最佳的定量分析数据，而且还可提供更高级的MS/MS光谱信息。多用途的单一仪器平台会对您有所帮助，因为这种平台适合进行各种不同领域的UPLC/MS/MS定量和定性分析，如生物分析、ADME筛选、食品安全、环境监测、法医鉴定等。</p> <p>特点:</p> <p>EngineeredSimplicity™: 卓越的性能与系统多用性和操作简易性相结合;</p> <p>StepWave: XevoTQ-S独有的创新性离轴离子源技术，可提高UPLC/MS/MS的灵敏度等级;</p> <p>ScanWave: 创新型技术，可提供快速、高质量、UPLC兼容的MS/MS数据采集;</p> <p>RADAR: 一种信息富集式采集方法，可使您采集关于目标化合物的具有高度特异性的定量数据，同时又可直观显示其它所有组分的信息;</p> <p>多功能性: 电离能力适应性范围广，适用于各种分析应用;</p> <p>操作简单: 确保系统性能最佳，易于各类用户使用。</p> <p>关键技术:</p> <p>StepWave™: 突破性创新的离轴离子源技术，可改善UPLC/MS/MS的性能等级。</p> <p>ScanWave™对于目标化合物定量具有快速MRM采集功能，提高了MS/MS全扫描数据采集的灵敏度，用于结构确认。</p> <p>RADAR™: 一种信息富集式采集方法，可使您采集目标化合物的具有高度特异性的定量数据，同时又可直观显示样品基质中其它所有组分的信息。</p> <p>离子源配件: 接口兼容性最佳，检测应用的适用范围最广。</p>		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话: 021-61552601/61552602/61552603地址: 上海市共和新路435号
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail: sales@ba17.com邮编: 200070

[更多相关资料请点击访问...](#)