

# GYC-2膏药软化点测定仪

[详细信息...](#)

货号:	415187	品牌:	电询
单位:	台	重量:	
属性:			
详细资料:	<p>GYC-2膏药软化点测定仪详细介绍</p> <p>GYC-2型膏药软化点测定仪，是目前国内唯一满足2010年版中国药典用于膏药软化点测定的仪器。适用于软化点在40~80℃的膏药的软化点测定。</p> <p>测定仪的各项指标均符合中华人民共和国药典（2010年版）的要求，可以满足各个生产厂家、药检所以及相关单位使用。</p> <p>仪器具有测温精度高，恒温稳定，升温曲线好，全程自动控温，自动放置钢球，自动光纤检测等优点。</p> <p>性能特点：</p> <p>各项性能指标完全符合2010年版《中国药典》要求。</p> <p>采用高精度温度传感器，测温精度高。</p> <p>采用内置加热盘进行加热，安全可靠。</p> <p>采用SMD器件，大幅提高稳定度。</p> <p>采用智能加热机制，无需搅拌，确保样品不受扰动。</p> <p>采用热量速散结构，确保仪器不受高温影响，正常工作。</p> <p>状态指示全面，对实验过程一目了然。</p> <p>操作简便，自动检测操作正确性。</p> <p>平衡后自动放置钢球。</p> <p>光纤传感器自动检测结果。</p> <p>GYC-2膏药软化点测定仪技术参数</p> <p>显示分辨率：0.1℃</p> <p>测温精度：30℃~50℃，±0.2℃，50℃~80℃，±0.3℃</p> <p>水浴恒温温度：37±1℃</p> <p>水浴升温速率：1.0~1.5℃/MIN</p> <p>水浴升温范围：37±1℃~80±2℃</p> <p>计时精度：±1S/MIN</p>		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61722609地址：上海市四平路1145号建中大楼1105室电子信箱：sales@ba17.com邮编：200092

[更多相关资料请点击访问...](#)